

cat.	product	omschr	art.nr.	excl. BTW
1	Algemeen	netkabel, 2p	3444111	
		netkabel, 3p (met r.a.), 3x1qmm, 2,5m, haakse netsteker, <i>rechte</i> app.steker	3444290	
		netkabel, 3p (met r.a.), 3x1qmm, 2,5m, haakse netsteker, <i>haakse</i> app.steker	3444298	
1	Endolaser 476	netkabel, 2p	3444111	
		lader, 12V, 400mA	3444295	
		accu, 12V 1,9Ah Pb	2501016	
1	Endomed 182	netkabel, 2p	3444111	
		adapter model ENB-1530, 100-240V, 15V, 3,4A	3444110	
1	Endomed 404	netkabel, 2p	3444111	
		lader, 12V, 400mA	3444295	
		accu, 12V 1,9Ah Pb	2501016	
1	Endomed 481	netkabel, 2p	3444111	
		lader, model ENA-1810, 100-240V, 18V, 600mA	3444132	
		accu, 12V 1,9Ah Pb	2501016	
1	Endomed 482 (1497961, tot april 2001))	netkabel, 2p	3444111	
		lader, model ENA-1810, 100-240V, 18V, 600mA	3444132	
		accu, 12V 1,9Ah Pb	2501016	
1	Endomed 482U (1497965, v.a. april 2001)	netkabel, 3p (met r.a.) met r.a., 3x1qmm, 2,5m, haakse netsteker, <i>rechte</i> app.steker	3444290	
		adapter, model ENA-1550, 15V, 3,3A	3444127	
		accu 12V 1,9Ah Pb	2501016	
1	Endomed 484	netkabel, 2p	3444111	
		lader, model ENA-1810, 100-240V, 18V, 600mA	3444132	
		accu, 12V 1,9Ah Pb	2501016	
1	En-Stim4	netkabel, 3p (met r.a.) met r.a., 3x1qmm, 2,5m, haakse netsteker, <i>rechte</i> app.steker	3444290	
		adapter, model ENA-1524 , 15V, 1,6A	3444131	
1	Myomed 134	netkabel, 3p (met r.a.) met r.a., 3x1qmm, 2,5m, haakse netsteker, <i>rechte</i> app.steker	3444290	
		adapter, model ENA-1524 , 15V, 1,6A	3444131	
		accu, 7,2V 1500mAh NiMH	3444172	
1	Pelvimed 134	netkabel, 3p (met r.a.) met r.a., 3x1qmm, 2,5m, haakse netsteker, <i>rechte</i> app.steker	3444290	
		adapter, model ENA-1524 , 15V, 1,6A	3444131	
		accu, 7,2V 1500mAh NiMH	3444172	
1	Sonopuls 190	netkabel, 2p	3444111	
		adapter, model ENB-1530, 100-240V, 15V, 3,4A	3444110	
1	Sonopuls 190 (2012)	netkabel, 3p (met r.a.) met r.a., 3x0,75qmm, 2,5m, haakse netsteker, <i>rechte</i> app.steker (Mickey Mouse)	3444357	
1	Sonopuls 463	lader, 12V, 400mA	3444295	
		accu, 12V 1,9Ah Pb	2501016	
1	Sonopuls 464	lader, 12V, 400mA	3444295	
		12V 1,9Ah Pb	2501016	
1	Sonopuls 490 (1497900 tot 1-9-2005)	netkabel, 2p	3444111	
		lader, model ENA-1810, 100-240V, 18V, 600mA	3444132	
		accu, 12V 1,9Ah Pb	2501016	
1	Sonopuls 490U (1497906 vanaf 1-9-2005)	netkabel, 3p (met r.a.) met r.a., 3x1qmm, 2,5m, haakse netsteker, <i>rechte</i> app.steker	3444290	
		adapter, model ENA-1550, 15V, 3,3A	3444127	
		accu, 12V 1,9Ah Pb	2501016	
1	Sonopuls 491	netkabel, 2p	3444111	
		lader, model ENA-1810, 100-240V, 18V, 600mA	3444132	
		accu, 12V 1,9Ah Pb	2501016	
1	Sonopuls 492	netkabel, 3p (met r.a.) met r.a., 3x1qmm, 2,5m, haakse netsteker, <i>rechte</i> app.steker	3444290	
		adapter, model ENA-1550, 15V, 3,3A	3444127	

<i>cat.</i>	<i>product</i>	<i>omschr</i>	<i>art.nr.</i>	<i>excl. BTW</i>
		accu, 12V 1,9Ah Pb	2501016	
1	Sonopuls 492 (2014)	netkabel, 3p (met r.a.), 3x1qmm, 2,5m, haakse netstekker, <i>rechte app.steker</i>	3444290	
		accu, 12V 1,9Ah Pb	2501016	
3	Emotion 500	adapter, 6V	LCL00124	
3	Eco-Bike	adapter, stekemodel, 15V, 1,67A	3496595	
3	En-Cardio	netkabel, 3p (met r.a.), 3x1qmm, 2,5m, haakse netstekker, haakse app.steker	3444298	
3	En-Cycle	adapter, stekemodel, 9V, 850mA	3496024	
3	En-Dynamic (tot medio 2007)	adapter, stekemodel 8711, 12V, 10W	3444488	
3	En-Dynamic (vanaf medio 2007)	netkabel, 3p (met r.a.), 3x1qmm, 2,5m, haakse netstekker, <i>rechte app.steker</i>	3444290	
3	En-Free	adapter, stekemodel 8711, 12V, 10W	3444488	
3	En-Mill	netkabel, 3p (met r.a.), 3x1qmm, 2,5m, haakse netstekker, haakse app.steker	3444298	
3	En-Motion	netkabel, 3p (met r.a.), 3x1qmm, 2,5m, haakse netstekker, <i>rechte app.steker</i>	3444290	
3	En-Power (zie Emotion)			
3	En-Train	adapter, stekemodel 8711, 12V, 10W	3444488	
3	En-TreeM	adapter, stekemodel, 9V, 230mA	3444008	
3	En-TreeP	adapter, stekemodel 8711, 12V, 10W	3444488	
3	Motomed (met los voedingskastje)	netkabel, 2p	3444111	