



## EMG-Toebehoren

## Inhoud

Universeel EMG-toebehoren.....	2
Myomed 134 toebehoren .....	5
Myomed 632 toebehoren .....	6
Myomed 932 toebehoren .....	7

---

## Universeel EMG-toebehoren

---

3444.056

### En-Trode 32mm diam.

Zelfklevende electrode. Herbruikbaar tot ca. 20 keer voor één patiënt.  
2mm stekerbuis  
Set 10x4 stuks op folie



3444.057

### En-Trode 50x50mm

Zelfklevende electrode. Herbruikbaar tot ca. 20 keer voor één patiënt.  
2mm stekerbuis  
Set 10x4 stuks op folie



3444.058

### En-Trode 50x90mm

Zelfklevende electrode. Herbruikbaar tot ca. 20 keer voor één patiënt.  
2mm stekerbuis  
Set 20x2 stuks op folie



3444.135

**En-Trode 50mm diam.**

Zelfklevende elektrode. Herbruikbaar tot ca. 20 keer voor één patiënt.  
2mm stekerbuis  
Set 10x4 stuks op folie




3444.222

**En-Trode 20mm diam.**

Zelfklevende elektrode. Herbruikbaar tot ca. 20 keer voor één patiënt.  
2mm stekerbuis  
Set 10x8 stuks op folie

Vervangend artikel voor Blue Sensor gel elektrode 3444302



3444.117

**Anaalelektrode, 2-ring, 2mm bus, vmp bioparc**

Myomed 134: aansluitkabel 3444.211  
Myomed 632: aansluitkabel 3444.673  
Myomed 932: aansluitkabel 3444.134/.653



3444.118

**Vaginaalelektrode, 2-ring type V2B, 2mm aansluitkabel met 2x2mm bus, sugar**

Myomed 134: aansluitkabel 3444.211  
Myomed 632: aansluitkabel 3444.673  
Myomed 932: aansluitkabel 3444.134/.653



3444.043

**Anaal druksensor**

Myomed 134: aansluitlang 3444.045  
Myomed 632: aansluitlang 3444.045  
Myomed 932: aansluitlang 3444.045



---

3444.045

**Aansluitlang anaal druksensor**

Myomed 134  
Myomed 632  
Myomed 932



---

3444.042

**Vaginaal druksensor**

Myomed 134: aansluitlang 3444.048  
Myomed 632: aansluitlang 3444.048  
Myomed 932: aansluitlang 3444.048



---

3444.048

**Aansluitlang voor vaginaal druksensor**

Myomed 134  
Myomed 632  
Myomed 932



---

**Myomed 134 toebehoren**

---

3444.211

**EMG-kabel**, zwart, 2x 2mm stekerven, met gekleurde clips

Vervangend artikel voor:

3444.102 zwart

3444.119 paars

3444.208 zwart

3444.209 paars

Myomed 134

Myomed 632 (elektrotherapie)



3444.674

**Kabel referentie-elektrode**, 2mm steker/bus

Myomed 134

Myomed 632



---

## Myomed 632 toebehoren

---

3444.673

**EMG-kabel**, 1-kanaal, 2-aderig, 2x 2mm stekerbus

Myomed 632



---

3444.674

**Kabel referentie-elektrode**, 2mm steker/bus

Myomed 632  
Myomed 134



---

**Myomed 932 toebehoren**

---

3444.134

**EMG-kabel**, 2-kanaals, 4-aderig, 6-p DIN naar 4x2mm stekerven

Myomed 932



3444.653

**EMG-kabel**, 1-kanaal, 2-aderig, 6-p DIN naar 2x 2mm stekerven

Aansluitkabel voor vaginaal-/anaalelektrode

Myomed 932



3444.112

**Kabel referentie-elektrode**, 4-p DIN naar 2x2mm stekerven

Gebruik één van de twee stekervennen (maakt niet uit welke) om de referentie-elektrode aan te sluiten.

Myomed 932  
Endomed 982 (E-T)  
5-Serie (E-T)

3444.112

**E-T-kabel**, 1-kanaal, 4-p DIN naar 2x2mm stekervenMyomed 932  
Endomed 982  
5-Serie